

Besuchen Sie unseren Lagerverkauf in Piding.
Hier erhalten Sie unsere Wärmetiere,
sowie ständig wechselnde Angebote für Holzspielwaren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



DAJO®

www.dajo-toys.de
by DAJO ©

Bahnhofstr. 3
D-83451 PIDING
www.dajo-toys.de
Mail : traubenkerntiere@dajo-toys.de
Telefon :08651 690985
Fax :08651 690674

DAJO®

Traubenkernkissen und
Wärmetiere
die etwas anderen Wärmflaschen!!

Anleitungen
für Traubenkernkissen und Wärmetiere



DAJO Wärmekissen können, durch die Füllung mit feinen Traubenkernen, Wärme wie eine Wärmflasche speichern. Jeder Traubenkern enthält Traubenkernöl. Dieses macht ihn zu einem ganz besonderen Kälte- und Wärmespeicher.

Die kleinen Kerne schmiegen sich angenehm an den Körper an und gewährleisten eine lange Wärmezeit.

DAJO Traubenkernkissen eignen sich gewärmt zum Auflegen bei Durchblutungsstörungen, Bauchschmerzen, Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen, steifem Nacken oder rheumatischen Beschwerden. Die Traubenkernkissen lassen sich an kalten Tagen auch zum Aufwärmen des Kinderwagens vor und während Ausfahrten verwenden. Kühlend und schmerzlindernd wirken DAJO Traubenkernkissen bei Migräne, Augenreizungen (z. B. durch Heuschnupfen), Zerrungen, Blutergüssen, Schwellungen, Prellungen, Verstauchungen und Entzündungen.

Bei Fieber wirken die Kissen bei Zimmertemperatur oder leicht gekühlt fiebersenkend. Sie sind in der Lage dem Körper die Temperatur zu entziehen und aufzunehmen.

Die Kissen sondern während den ersten Erhitzungen ein wenig Feuchtigkeit und einen für Traubenkerne typischen Geruch ab. Dies wird nach 2-3 Erhitzungen deutlich weniger.

Verwendung mit DAJO Wärmetieren:

Jedes DAJO Wärmetier hat einen Reißverschluss am Rücken oder am Bauch. Darin befindet sich das Traubenkernkissen.

Die Wärmekissen dürfen nur getrennt vom Plüschtier gewärmt werden. Die Tiere dürfen weder mit in den Backofen noch in die Mikrowelle!

Jedes DAJO Wärmetier ist ohne Wärmekissen bei 30 Grad in der Maschine waschbar.

DAJO Wärmetiere sind entweder mit 200 Gr., 300 Gr., 500 Gr. oder 600 Gr. Kissen ausgestattet. Bitte entnehmen Sie die Wärmezeiten der Tabelle.

Verwendung mit DAJO Überzügen:

Die als Zubehör erhältlichen Überzüge sind mit Reißverschlüssen ausgestattet. Deshalb sind sie nicht für Backofen oder Mikrowelle geeignet.

Die Wärmekissen dürfen nur getrennt vom Überzug gewärmt werden. Die Überzüge dürfen weder mit in den Backofen noch in die Mikrowelle!

DAJO Wärmekissen sind entweder mit 300 Gr., 600 Gr. oder 1000 Gr. Traubenkerne befüllt. Bitte entnehmen Sie die Wärmezeiten der Tabelle.

Verwendung mit DAJO Wärmeschuhen:

Entfernen Sie, bevor Sie die Schuhe erwärmen, die Einlegesohlen aus den Schuhen. Danach entnehmen Sie die darin befindlichen blauen Wärmekissen.

DAJO Wärmeschuhe sind mit 2 x 200 Gr. Traubenkernkissen ausgestattet. Bitte entnehmen Sie die Wärmezeiten der Tabelle.

Die Wärmekissen dürfen nur getrennt von den Schuhen und den Einlegesohlen gewärmt werden, welche weder mit in den Backofen noch in die Mikrowelle dürfen!

Ohne Einlagen sind die Schuhe ohne Weiteres auch als Hausschuhe nutzbar.

Jedes DAJO Wärmekissen wird in Handarbeit in unserem Hause gefertigt. Für die Herstellung von DAJO Wärmekissen finden nur hochwertige Materialien Verwendung. Die Traubenkerne stammen von deutschen Weinbergen in der Pfalz. Der verwendete Baumwollstoff entspricht den hohen Bestimmungen des Öko-Tex Standards 100 für Textilien. Lieferant hierfür ist die Fa. Westfalenstoffe, Münster.

Wärmezeiten für die Mikrowelle 600 Watt:

	<u>Gramm</u>	<u>Größe cm</u>	<u>Verwendung</u>	<u>Zeit</u>
	2x 200	oval 25	Wärmeschuh	1 Min.
	200	11x17	Tiere	0,5 Min.
	300	17x17	Tiere	1 Min.
	500	16x25	Tiere	1,5 Min.
	600	25x25	Tiere Kissen	2 Min.
	1000	25x38 / 22x56	Tiere Kissen	3 Min.

Die Kissen während des Wärmevorgangs gelegentlich entnehmen und aufschütteln.

Wärmezeiten für den Backofen:

Legen Sie das Traubenkernkissen auf eine saubere Unterlage. Wärmen Sie das Kissen ca. 5 - 7 Minuten bei 110 Grad. Während dessen das Kissen gelegentlich aufschütteln und danach mit der Restwärme des Ofens einige Minuten nachwärmen.

Wärmezeiten für den Kachelofen oder Heizkörper:

Suchen Sie eine geeignete Stelle auf dem Sims Ihres Kachelofens oder Heizkörpers. Diese sollte nicht zu heiß sein. Dort kann das Kissen auch länger gelagert werden.

Zum Kühlen:

Das Kissen, in einem Plastikbeutel geschützt, in das Gefrierfach legen. Nach ca. 30 Min. haben die Kerne eine angenehme Kühltemperatur erreicht.

Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung an Plüschtieren, Kissen oder Geräten entstehen wird keine Haftung übernommen.